

Laboratory Task I

- Este exame prático contém doisx85()90694336 oc

Laboratory Task I

Laboratory Task II

Equipamentos

1.	Frasco de vidro esmerilhado de 250 mL	5
2.	Frasco Erlenmeyer 125 mL	3
3.	Bureta 25 mL	1
4.	Pipeta 5 mL	4
5.	Pipeta 10 mL	3
6.	Pro-pipeta com ponta	1
7.	Beaker 100 mL	1
8.	Beaker 50 mL	3
9.	Beaker 250 mL (labeled waste disposal)	1
10.	Cilindro graduado 10 mL	1
11.	Garrafa de lavagem (pisseta) 500 mL	1
12.	Cronômetro	1
13.	Caneta	1
14.	Etiquetas	1

Reagentes

1.	Solução aquosa de iodo (0,4 M de KI)	80 mL
2.	0,100 M aq. HCl	50 mL
3.	0,50 M aq. CH ₃ COONa	80 mL
4.	Solução padrão 0,02xxx M Na ₂	

Laboratory Task II

